

## Value sheet of Mindray BS Measurement System

Русский : Таблица результатов для системы BS компании Mindray

Português : Planilha de valores do Sistema de Medição BS da Mindray

Español : Hoja de valores del sistema de medición Mindray BS

Italiano : Scheda dei valori del sistema di misurazione BS di Mindray

Türkçe : Mindray BS Ölçüm Sistemi'nin değer sayfası



The data of each group is same.

Русский : Данные совпадают во всех группах.

Português : A dados de cada grupo é a mesma.

Español : la datos de cada grupo es la misma.

Italiano : la dati di ogni gruppo è la stessa.

Türkçe : her grubun veri aynıdır.

1. **BS-120**: BS-120, BS-130;

8. **BS-360E**: BS-360E, BS-370E, BS-350S, BS-360S, BS-330E(V35.00)(Serial Number starts with "W8-" and software version starts with "35.00"), BS-350E(V35.00) (Serial Number starts with "W9-" and software version starts with "35.00");

2. **BS-200**: BS-200, BS-220;

9. **BS-380**: BS-380, BS-390;

3. **BS-200E**: BS-200E, BS-220E;

10. **BS-400**: BS-400, BS-420;

4. **BS-230**: BS-230, BS-240;

11. **BS-430**: BS-430, BS-450, BS-460;

5. **BS-240E**: BS-240E, BS-240Pro;

12. **BS-480**: BS-480, BS-490;

7. **BS-300**: BS-300, BS-320;

13. **BS-600**: BS-600, BS-620;

14. **BS-600M**: BS-600M, BS-620M;

7. **BS-330E**: BS-330E (Serial Number starts with "XQ-"),

15. **BS-800**: BS-800, BS-820, BS-800M, BS-820M,

BS-1800, BS-1800plus;

BS-350E (Serial Number starts with "XS-");

16. **BS-2000**: BS-2000, BS-2200, BS-2000M, BS-2200M;

17. **BS-2800M**: BS-2600M, BS-2800M.

18. **S0: 0.9% NaCl, Conc. Of S0=0;**

Русский : S0: 0, 9% NaCl, конц. S0=0;

Português: S0: 0,9% NaCl, Conc. de S0=0;

Español: S0: 0,9% NaCl, Conc. de S0=0;

Italiano: S0: 0,9% NaCl, conc. di S0=0;

Türkçe: S0: %0,9 NaCl, S0 Kons.=0.

**LOT** : 145422009

: 2024-04-21

Abbreviated name	Unit	Model	Calibration Value <sup>18</sup>	Model	Calibration Value <sup>18</sup>
FUN	µmol/L	BS-120 <sup>1</sup>	435	BS-400 <sup>10</sup>	435
		BS-200 <sup>2</sup>	452	BS-430 <sup>11</sup>	435
		BS-200E <sup>3</sup>	452	BS-480 <sup>12</sup>	435
		BS-230 <sup>4</sup>	435	BS-600 <sup>13</sup>	435
		BS-240E <sup>5</sup>	435	BS-600M <sup>14</sup>	441
		BS-300 <sup>6</sup>	466	BS-800 <sup>15</sup>	435
		BS-330E <sup>7</sup>	452	BS-2000 <sup>16</sup>	441
		BS-360E <sup>8</sup>	431	BS-2800M <sup>17</sup>	441
		BS-380 <sup>9</sup>	422		

English	Abbreviated name	Model	Unit	Calibration Value
Русский	сокращенное наименование	модель	Прибор	Принцип калибровки
Português	Nome abreviado	Modelo	Unidade	Regra de calibração
Español	nombre abreviado	modelo	Unidad	Regla de calibración
Italiano	abbreviazione	modelli	Unità	Regola di calibrazione
Türkçe	kısaltılmış ad	model	Ünite	Kalibrasyon Kuralı

FUN	
English	Fructosamine
Русский	Фруктозамин
Português	Frutosamina
Español	Fructosamina
Italiano	Fruttosamina
Türkçe	Fruktozamin

## Value sheet of Mindray BS Measurement System

Русский: Таблица результатов для системы BS компании Mindray

Português: Planilha de valores do Sistema de Medição BS da Mindray

Español: Hoja de valores del sistema de medición Mindray BS

Italiano: Scheda dei valori del sistema di misurazione BS di Mindray

Türkçe: Mindray BS Ölçüm Sistemi'nin değer sayfası



The data of each group is same.

Русский: Данные совпадают во всех группах.

Português: A dados de cada grupo é a mesma.

Español: la datos de cada grupo es la misma.

Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa.

Türkçe: her grubun veri aynıdır.

1. **BS-120**: BS-120, BS-130;

8. **BS-360E**: BS-360E, BS-370E, BS-350S, BS-360S,

**BS-330E(V35.00)**(Serial Number starts with "W8-"

and software version starts with "35.00"),

**BS-350E(V35.00)** (Serial Number starts with "W9-"

and software version starts with "35.00");

2. **BS-200**: BS-200, BS-220;

9. **BS-380**: BS-380, BS-390;

3. **BS-200E**: BS-200E, BS-220E;

10. **BS-400**: BS-400, BS-420;

4. **BS-230**: BS-230, BS-240;

11. **BS-430**: BS-430, BS-450, BS-460;

5. **BS-240E**: BS-240E, BS-240Pro;

12. **BS-480**: BS-480, BS-490;

6. **BS-300**: BS-300, BS-320;

13. **BS-600**: BS-600, BS-620;

14. **BS-600M**: BS-600M, BS-620M;

7. **BS-330E**: **BS-330E**(Serial Number starts with "XQ-"),

15. **BS-800**: BS-800, BS-820, BS-800M, BS-820M,

BS-1800, BS-1800plus;

16. **BS-2000**: BS-2000, BS-2200, BS-2000M, BS-2200M;

**BS-350E**(Serial Number starts with "XS-");

17. **BS-2800M**: BS-2600M, BS-2800M.

**LOT** : 145422009

**EXP** : 2024-04-21

Abbreviated name	Model	Unit	Assay Value	Range(Assay Value $\pm$ 3SD)			1 SD	Model	Unit	Assay Value	Range(Assay Value $\pm$ 3SD)			1 SD
FUN	<b>BS-120</b> <sup>1</sup>	$\mu\text{mol/L}$	473	402	—	544	24	<b>BS-400</b> <sup>10</sup>	$\mu\text{mol/L}$	463	394	—	532	23
	<b>BS-200</b> <sup>2</sup>	$\mu\text{mol/L}$	471	400	—	542	24	<b>BS-430</b> <sup>11</sup>	$\mu\text{mol/L}$	477	405	—	549	24
	<b>BS-200E</b> <sup>3</sup>	$\mu\text{mol/L}$	490	417	—	564	25	<b>BS-480</b> <sup>12</sup>	$\mu\text{mol/L}$	476	405	—	547	24
	<b>BS-230</b> <sup>4</sup>	$\mu\text{mol/L}$	483	411	—	555	24	<b>BS-600</b> <sup>13</sup>	$\mu\text{mol/L}$	469	399	—	539	23
	<b>BS-240E</b> <sup>5</sup>	$\mu\text{mol/L}$	477	405	—	549	24	<b>BS-600M</b> <sup>14</sup>	$\mu\text{mol/L}$	479	407	—	551	24
	<b>BS-300</b> <sup>6</sup>	$\mu\text{mol/L}$	484	411	—	557	24	<b>BS-800</b> <sup>15</sup>	$\mu\text{mol/L}$	476	405	—	547	24
	<b>BS-330E</b> <sup>7</sup>	$\mu\text{mol/L}$	490	417	—	564	25	<b>BS-2000</b> <sup>16</sup>	$\mu\text{mol/L}$	481	409	—	553	24
	<b>BS-360E</b> <sup>8</sup>	$\mu\text{mol/L}$	474	403	—	545	24	<b>BS-2800M</b> <sup>17</sup>	$\mu\text{mol/L}$	474	403	—	545	24
	<b>BS-380</b> <sup>9</sup>	$\mu\text{mol/L}$	480	408	—	552	24							

English	Abbreviated name	Model	Unit	Assay Value	Range (Assay Value $\pm$ 3SD)	
Русский	сокращенное наименование	модель	Прибор	Результат анализа	Диапазон (результат анализа $\pm$ 3CO)	
Português	Nome abreviado	Modelo	Unidade	Valores da análise	Faixa (Valores da análise $\pm$ 3SD)	
Español	nombre abreviado	modelo	Unidad	Valor de ensayo	Rango (Valor de ensayo $\pm$ 3SD)	
Italiano	abbreviazione	modelli	Unità	Valori di dosaggio	Intervallo (valore diconcentrazione $\pm$ 3 DS)	
Türkçe	kısaltılmış ad	model	Ünite	Tayin Değeri	Aralık (Tayin Değeri $\pm$ 3SD)	

FUN	
English	Fructosamine
Русский	Фруктозамин
Português	Frutosamina
Español	Fructosamina
Italiano	Fruttosamina
Türkçe	Fruktozamin