

Value sheet of Mindray BS Measurement System

Русский: Таблица результатов измерительной системы BS компании Mindray

Português: Planilha de valores do Sistema de Medição BS da Mindray

Español: Hoja de valores del sistema de medición Mindray BS

Italiano: Scheda dei valori del sistema di misurazione BS di Mindray

Türkçe: Mindray BS Ölçüm Sistemi'nin değer sayfası



The data of each group is same.

Português: A dados de cada grupo é a mesma.

Português: A dados de cada grupo é a mesma.

Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa.

Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa.

Türkçe: her grubun veri aynıdır.

1. **BS-200E**: BS-200E, BS-220E;

5. **BS-380**: BS-380, BS-390;

2. **BS-230**: BS-230, BS-240;

6. **BS-400**: BS-400, BS-420;

3. **BS-240E**: BS-240E, BS-240Pro;

7. **BS-430**: BS-430, BS-450, BS-460;

4. **BS-360E**: BS-360E, BS-370E, BS-350S, BS-360S,

8. **BS-480**: BS-480, BS-490;

BS-330E(V35.00)(Serial Number starts with "W8-" and software version starts with "35.00"),
BS-350E(V35.00)
(Serial Number starts with "W9-" and software version starts with "35.00");

9. **BS-600**: BS-600, BS-620;

10. **BS-600M**: BS-600M, BS-620M;

11. **BS-800**: BS-800, BS-820, BS-800M, BS-820M, BS-1800, BS-1800plus;

12. **BS-2000**: BS-2000, BS-2200, BS-2000M, BS-2200M;

13. **BS-2800M**: BS-2600M, BS-2800M.

14. **Cal0: 0.9% NaCl, Conc. Of Cal0=0;**

Русский: **Cal0: 0,9% NaCl, конц. Cal0=0;**

Português: **Cal0: 0,9% NaCl, Conc. de Cal0=0;**

Español: **Cal0: 0,9% NaCl, Conc. de Cal0=0;**

Italiano: **Cal0: 0,9% NaCl, conc. di Cal0=0;**

Türkçe: **Cal0: %0,9 NaCl, Cal0 Kons.=0**

LOT : 152722001

EXP : 2023-05-15

Abbreviated name		FER		Calibration Rule		spline	
Model	Level	Calibration Value ¹⁴		Model	Level	Calibration Value ¹⁴	
		ng/mL	pmol/L			ng/mL	pmol/L
BS-200E ¹	a	/	/	BS-480 ⁸	a	/	/
	b	/	/		b	/	/
	c	/	/		c	/	/
	d	/	/		d	/	/
BS-230 ²	a	/	/	BS-600 ⁹	a	/	/
	b	/	/		b	/	/
	c	/	/		c	/	/
	d	/	/		d	/	/
BS-240E ³	a	/	/	BS-600M ¹⁰	a	116	261
	b	/	/		b	227	510
	c	/	/		c	550	1236
	d	/	/		d	1104	2481
BS-360E ⁴	a	/	/	BS-800 ¹¹	a	/	/
	b	/	/		b	/	/
	c	/	/		c	/	/
	d	/	/		d	/	/
BS-380 ⁵	a	/	/	BS-2000 ¹²	a	/	/
	b	/	/		b	/	/
	c	/	/		c	/	/
	d	/	/		d	/	/

Abbreviated name		FER		Calibration Rule		spline	
Model	Level	Calibration Value ¹⁴		Model	Level	Calibration Value ¹⁴	
		ng/mL	pmol/L			ng/mL	pmol/L
BS-400 ⁶	a	/	/	BS-2800M ¹³	a	/	/
	b	/	/		b	/	/
	c	/	/		c	/	/
	d	/	/		d	/	/
BS-430 ⁷	a	/	/				
	b	/	/				
	c	/	/				
	d	/	/				

English	Abbreviated name	Calibration Rule	Calibration Value	Model	Level
Русский	сокращенное наименование	Принцип калибровки	Эталонное значение	модель	Уровень
Português	Nome abreviado	Regra de calibração	Valor de calibração	Modelo	Nível
Español	nombre abreviado	Regla de calibración	Valor de calibración	modelo	Nivel
Italiano	abbreviazione	Regola di calibrazione	Valore di calibrazione	modelli	Livello
Türkçe	kısaltılmış ad	Kalibrasyon Kuralı	Kalibrasyon Değeri	model	Düzey

FER	
English	Ferritin
Русский	ферритина
Português	Ferritina
Español	Ferritina
Italiano	Ferritina
Türkçe	Ferritin