

Value sheet of Mindray BS Measurement System

Русский: Таблица результатов измерительной системы BS компании Mindray

Português: Planilha de valores do Sistema de Medição BS da Mindray

Español: Hoja de valores del sistema de medición Mindray BS

Italiano: Scheda dei valori del sistema di misurazione BS di Mindray

Türkçe: Mindray BS Ölçüm Sistemi'nin değer sayfası



The data of each group is same.

Português: A dados de cada grupo é a mesma. Português: A dados de cada grupo é a mesma.

Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa. Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa.

Türkçe: her grubun veri aynıdır.

1.**BS-120**: BS-120, BS-130;

7.**BS-380**: BS-380, BS-390;

2.**BS-200**: BS-200, BS-220;

8.**BS-400**: BS-400, BS-420;

3.**BS-200E**: BS-200E, BS-220E;

9.**BS-430**: BS-430, BS-450, BS-460;

4.**BS-230**: BS-230, BS-240;

10.**BS-480**: BS-480, BS-490;

5.**BS-240E**: BS-240E, BS-240Pro;

11.**BS-600**: BS-600, BS-620

6.**BS-360E**: BS-360E,BS-370E,BS-350S,BS-360S, **BS-330E(V35.00)**

12.**BS-800**: BS-800, BS-820, BS-800M, BS-820M,
BS-1800, BS-1800plus;

(Serial Number starts with "W8-" and software version starts

13.**BS-2000**:BS-2000,BS-2200,BS-2000M, BS-2200M;

with "35.00"), **BS-350E(V35.00)**(Serial Number starts with

14.**BS-2800M**: BS-2600M, BS-2800M.

"W9-" and software version starts with "35.00");

15. **Cal0: 0.9% NaCl, Conc. Of Cal0=0;**

Русский: **Cal0: 0,9% NaCl, конц. Cal0=0;**

Português: **Cal0: 0,9% NaCl, Conc. de Cal0=0;**

Español: **Cal0: 0,9% NaCl, Conc. de Cal0=0;**

Italiano: **Cal0: 0,9% NaCl, conc. di Cal0=0;**

Türkçe: **Cal0: %0,9 NaCl, Cal0 Kons.=0.**

LOT : 153922001

EXP : 2022-12-28

Abbreviated name		ACE	
Model	Level	Calibration Value ¹⁵	
		U/L	µkat/L
BS-120 ¹	Cal1	79.3	1.32
BS-200 ²	Cal1	82.9	1.38
BS-200E ³	Cal1	76.5	1.28
BS-230 ⁴	Cal1	79.3	1.32
BS-240E ⁵	Cal1	72.1	1.20
BS-360E ⁶	Cal1	72.1	1.20
BS-380 ⁷	Cal1	70.3	1.17
BS-400 ⁸	Cal1	71.5	1.19
BS-430 ⁹	Cal1	72.1	1.20
BS-480 ¹⁰	Cal1	72.1	1.20
BS-600 ¹¹	Cal1	72.1	1.20
BS-800 ¹²	Cal1	72.1	1.20
BS-2000 ¹³	Cal1	71.5	1.19
BS-2800M ¹⁴	Cal1	73.9	1.23

English	Abbreviated name	Calibration Value	Model	Level
Русский	сокращенное наименование	Эталонное значение	модель	Уровень
Português	Nome abreviado	Valor de calibração	Modelo	Nível
Español	nombre abreviado	Valor de calibración	modelo	Nivel
Italiano	abbreviazione	Valore di calibrazione	modelli	Livello
Türkçe	kısaltılmış ad	Kalibrasyon Değeri	model	Düzey

ACE	
English	Angiotensin Converting Enzyme
Русский	Ангиотензин-превращающего фермента
Português	Enzima de conversão da angiotensina
Español	Enzima convertidora de angiotensina
Italiano	Enzima convertitore dell'angiotensina
Türkçe	Anjiotensin Dönüştürücü Enzim