

Value sheet of Mindray BS Measurement System

Русский: Таблица результатов измерительной системы BS компании Mindray

Português: Planilha de valores do Sistema de Medição BS da Mindray

Español: Hoja de valores del sistema de medición Mindray BS

Italiano: Scheda dei valori del sistema di misurazione BS di Mindray

Türkçe: Mindray BS Ölçüm Sistemi'nin değer sayfası



The data of each group is same.

Português: A dados de cada grupo é a mesma. Português: A dados de cada grupo é a mesma.

Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa. Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa.

Türkçe: her grubun veri aynıdır.

1.**BS-120**: BS-120, BS-130;

7.**BS-380**: BS-380, BS-390;

2.**BS-200**: BS-200, BS-220;

8.**BS-400**: BS-400, BS-420;

3.**BS-200E**: BS-200E, BS-220E;

9.**BS-430**: BS-430, BS-450, BS-460;

4.**BS-230**: BS-230, BS-240;

10.**BS-480**: BS-480, BS-490;

5.**BS-240E**: BS-240E, BS-240Pro;

11.**BS-600**: BS-600, BS-620;

6.**BS-360E**: BS-360E,BS-370E,BS-350S,BS-360S, **BS-330E(V35.00)**

12.**BS-600M**: BS-600M, BS-620M;

(Serial Number starts with "W8-" and software version starts

13.**BS-800**: BS-800, BS-820, BS-800M, BS-820M,
BS-1800, BS-1800plus;

with "35.00"), **BS-350E(V35.00)**(Serial Number starts with

14.**BS-2000**:BS-2000,BS-2200,BS-2000M, BS-2200M;

"W9-" and software version starts with "35.00");

15.**BS-2800M**: BS-2600M, BS-2800M.

16. **Cal0: 0.9% NaCl, Conc. Of Cal0=0;**

Русский: **Cal0: 0,9% NaCl, конц. Cal0=0;**

Português: **Cal0: 0,9% NaCl, Conc. de Cal0=0;**

Español: **Cal0: 0,9% NaCl, Conc. de Cal0=0;**

Italiano: **Cal0: 0,9% NaCl, conc. di Cal0=0;**

Türkçe: **Cal0: %0,9 NaCl, Cal0 Kons.=0.**

LOT : 153923002

⌚ : 2024-10-02

Abbreviated name		ACE	
Model	Level	Calibration Value ¹⁶	
		U/L	µkat/L
BS-120 ¹	Cal1	73.3	1.22
BS-200 ²	Cal1	74.2	1.24
BS-200E ³	Cal1	68.9	1.15
BS-230 ⁴	Cal1	73.3	1.22
BS-240E ⁵	Cal1	59.9	1.00
BS-360E ⁶	Cal1	59.9	1.00
BS-380 ⁷	Cal1	61.1	1.02
BS-400 ⁸	Cal1	63.5	1.06
BS-430 ⁹	Cal1	59.9	1.00
BS-480 ¹⁰	Cal1	59.9	1.00
BS-600 ¹¹	Cal1	59.9	1.00
BS-600M ¹²	Cal1	64.1	1.07
BS-800 ¹³	Cal1	59.9	1.00
BS-2000 ¹⁴	Cal1	63.6	1.06
BS-2800M ¹⁵	Cal1	64.7	1.08

English	Abbreviated name	Calibration Value	Model	Level
Русский	сокращенное наименование	Эталонное значение	модель	Уровень
Português	Nome abreviado	Valor de calibração	Modelo	Nível
Español	nombre abreviado	Valor de calibración	modelo	Nivel
Italiano	abbreviazione	Valore di calibrazione	modelli	Livello
Türkçe	kısaltılmış ad	Kalibrasyon Değeri	model	Düzey

ACE	
English	Angiotensin Converting Enzyme
Русский	Ангиотензин-превращающего фермента
Português	Enzima de conversão da angiotensina
Español	Enzima convertidora de angiotensina
Italiano	Enzima convertitore dell'angiotensina
Türkçe	Anjiotensin Dönüştürücü Enzim