

Value sheet of Mindray BS Measurement System

Русский: Таблица результатов для системы BS компании Mindray

Português: Planilha de valores do Sistema de Medição BS da Mindray

Español: Hoja de valores del sistema de medición Mindray BS

Italiano: Scheda dei valori del sistema di misurazione BS di Mindray

Türkçe: Mindray BS Ölçüm Sistemi'nin değer sayfası



The data of each group is same.

Русский: Данные совпадают во всех группах.

Português: A dados de cada grupo é a mesma.

Español: la datos de cada grupo es la misma.

Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa.

Türkçe: her grubun veri aynıdır.

1. **BS-120**: BS-120, BS-130;

2. **BS-180**: BS-180, BS-190;

3. **BS-200**: BS-200, BS-220;

4. **BS-200E**: BS-200E, BS-220E;

5. **BS-230**: BS-230, BS-240;

6. **BS-240E**: BS240E, BS240Pro;

7. **BS-300**: BS-300, BS-320;

8. **BS-330**: BS-330, BS-350;

9. **BS-330E**: BS-330E (Serial Number starts with "XQ-"),

BS-350E (Serial Number starts with "XS-");

20. Cal0: 0.9% NaCl, Conc. Of Cal0=0;

Português: Cal0: 0,9% NaCl, Conc. de Cal0=0;

Italiano: Cal0: 0,9% NaCl, conc. di Cal0=0;

10. **BS-360E**: BS-360E, BS-370E, BS-350S, BS-360S, BS-330E (V35.00) (Serial Number starts with "W8-" and software version starts with "35.00"), BS-350E (V35.00) (Serial Number starts with "W9-" and software version starts with "35.00");

11. **BS-380**: BS-380, BS-390;

12. **BS-400**: BS-400, BS-420;

13. **BS-430**: BS-430, BS-450, BS-460;

14. **BS-480**: BS-480, BS-490;

15. **BS-600**: BS-600, BS-620;

16. **BS-600M**: BS-600M, BS-620M;

17. **BS-800**: BS-800, BS-820, BS-800M, BS-820M, BS-1800, BS-1800plus;

18. **BS-2000**: BS-2000, BS-2200, BS-2000M, BS-2200M;

19. ~~BS-2800M, BS-2600M, BS-2800M~~

Русский: Cal0: 0,9% NaCl, конц. Cal0=0;

Español: Cal0: 0,9% NaCl, Conc. de Cal0=0;

Türkçe: Cal0: %0,9 NaCl, Cal0 Kons.=0

LOT: 161022006



: 2023-09-30

Abbreviated name		Lp(a) II		Calibration Rule		Spline	
Model	Level	Calibrator Value ²⁰ (nmol/L)	Expanded Uncertainty ²⁰ (nmol/L)	Model	Level	Calibrator Value ²⁰ (nmol/L)	Expanded Uncertainty ²⁰ (nmol/L)
BS-120 ¹	a	11.4	1.0	BS-380 ¹¹	a	11.5	0.8
	b	24.4	1.0		b	27.6	2.2
	c	70.0	2.9		c	70.5	3
	d	142	2.6		d	150	14
	e	200	16		e	212	7
BS-180 ²	a	11.4	1.0	BS-400 ¹²	a	12.4	0.5
	b	24.4	1.0		b	28.8	1.4
	c	70.0	2.9		c	75.8	4
	d	142	2.6		d	154	6
	e	200	16		e	216	5
BS-200 ³	a	11.2	0.5	BS-430 ¹³	a	11.5	1.2
	b	28.4	1.9		b	27.6	2.3
	c	75.2	6		c	70.5	3
	d	152	9		d	150	14
	e	212	20		e	212	5
BS-200E ⁴	a	11.5	1.0	BS-480 ¹⁴	a	11.5	0.5
	b	27.6	0.9		b	27.6	1.2
	c	70.5	3		c	70.5	2.1
	d	150	6		d	150	8
	e	212	7		e	212	5
BS-230 ⁵	a	11.0	0.6	BS-600 ¹⁵	a	12.4	1.0
	b	29.0	1.2		b	29.8	0.9
	c	75.4	3		c	76.6	2.3
	d	154	4		d	158	7
	e	214	11		e	218	19

Lp(a) II Calibrator



Abbreviated name		Lp(a) II		Calibration Rule		Spline	
Model	Level	Calibrator Value ²⁰ (nmol/L)	Expanded Uncertainty ²⁰ (nmol/L)	Model	Level	Calibrator Value ²⁰ (nmol/L)	Expanded Uncertainty ²⁰ (nmol/L)
BS-240E ⁶	a	11.5	0.5	BS-600M ¹⁶	a	11.8	0.6
	b	27.6	1.8		b	28.8	1.9
	c	70.5	2.1		c	73.8	1.8
	d	150	4		d	150	11
	e	212	13		e	210	7
BS-300 ⁷	a	11.8	0.8	BS-800 ¹⁷	a	11.5	0.5
	b	32.8	2.5		b	27.6	1.7
	c	78.5	2.1		c	70.5	1.6
	d	156	5		d	150	11
	e	212	11		e	212	7
BS-330 ⁸	a	11.2	0.5	BS-2000 ¹⁸	a	11.4	0.5
	b	28.4	1.9		b	28.5	0.9
	c	75.2	6		c	72.7	4
	d	152	9		d	154	10
	e	212	20		e	217	10
BS-330E ⁹	a	11.5	1.0	BS-2800M ¹⁹	a	11.4	0.6
	b	27.6	0.9		b	28.2	1.1
	c	70.5	3		c	72.4	1.6
	d	150	6		d	153	4
	e	212	7		e	216	8
BS-360E ¹⁰	a	11.3	0.6				
	b	27.2	1.6				
	c	70.5	2.5				
	d	148	2.8				
	e	210	6				

English	Abbreviated name	Calibration Rule	Model	Level	Calibration Value
Русский	сокращенное наименование	Принцип калибровки	модель	Уровень	Эталонное значение
Português	Nome abreviado	Regra de calibração	Modelo	Nível	Valor de calibração
Español	nombre breviado	Regla de calibración	modelo	Nivel	Valor de calibración
Italiano	abbreviazione	Regola di calibrazione	modelli	Livello	Valore di calibrazione
Türkçe	kısaltılmış ad	Kalibrasyon Kuralı	model	Düzyey	Kalibrasyon Değeri

Lp(a) II	
English	Lp(a) II Calibrator
Русский	Калибратор Lp(a) II
Português	Calibrador Lp(a) II
Español	Calibrador Lp(a) II
Italiano	Calibratore Lp(a) II
Türkçe	Lp(a) II Kalibratörü