

Value sheet of Mindray BS Measurement System

Русский: Таблица результатов для системы BS компании Mindray

Português: Planilha de valores do Sistema de Medição BS da Mindray

Español: Hoja de valores del sistema de medición Mindray BS

Italiano: Scheda dei valori del sistema di misurazione BS di Mindray

Türkçe: Mindray BS Ölçüm Sistemi'nin değer sayfası



The data of each group is same.

Русский: Данные совпадают во всех группах.

Português: A dados de cada grupo é a mesma.

Español: la datos de cada grupo es la misma.

Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa.

Türkçe: her grubun veri aynıdır.

1.**BS-120**: BS-120, BS-130;

2.**BS-180**: BS-180, BS-190;

3.**BS-200**: BS-200, BS-220;

4.**BS-200E**: BS-200E, BS-220E;

5.**BS-230**: BS-230, BS-240, BS-280;

6.**BS-240E**: BS-240E, BS-240Pro;

7.**BS-300**: BS-300, BS-320;

8.**BS-330**: BS-330, BS-350;

9.**BS-330E**:**BS-330E**(Serial Number starts with "XQ-"),

BS-350E(Serial Number starts with "XS-");

10.**BS-360E**: BS-360E, BS-370E, BS-350S, BS-360S, **BS-330E(V35.00)**(Serial Number starts with "W8-" and software version starts with "35.00"), **BS-350E(V35.00)** (Serial Number starts with "W9-" and software version starts with "35.00");

11.**BS-380**: BS-380, BS-390;

12.**BS-400**: BS-400, BS-420;

13.**BS-430**: BS-410, BS-430, BS-450, BS-460, BS-470;

14.**BS-480**: BS-480, BS-490;

15.**BS-600**: BS-600, BS-620;

16.**BS-600M**: BS-600M, BS-620M;

17.**BS-800**: BS-800, BS-820, BS-800M, BS-820M,

BS-1800, BS-1800plus;

18.**BS-830**: BS-830, BS-830S,BS-840, BS-850, BS-860, BS-870;

19.**BS-2000**: BS-2000, BS-2200, BS-2000M, BS-2200M.

20.**BS-2800M**: BS-2600M, BS-2800M.

LOT : 061922006

EXP : 2023-12-06

Abbreviated name	Model	Unit	Assay Value	Range(Assay Value \pm 3SD)			1 SD	Model	Unit	Assay Value	Range(Assay Value \pm 3SD)			1 SD
FUN	BS-120 ¹	$\mu\text{mol/L}$	526	447	—	605	26	BS-380 ¹¹	$\mu\text{mol/L}$	515	438	—	592	26
	BS-180 ³	$\mu\text{mol/L}$	526	447	—	605	26	BS-400 ¹²	$\mu\text{mol/L}$	517	439	—	595	26
	BS-200 ⁴	$\mu\text{mol/L}$	531	451	—	611	27	BS-430 ¹³	$\mu\text{mol/L}$	515	438	—	592	26
	BS-200E ⁵	$\mu\text{mol/L}$	533	453	—	613	27	BS-480 ¹⁴	$\mu\text{mol/L}$	518	440	—	596	26
	BS-230 ⁶	$\mu\text{mol/L}$	496	422	—	570	25	BS-600 ¹⁵	$\mu\text{mol/L}$	515	438	—	592	26
	BS-240E ⁷	$\mu\text{mol/L}$	520	442	—	598	26	BS-600M ¹⁶	$\mu\text{mol/L}$	525	446	—	604	26
	BS-300 ⁷	$\mu\text{mol/L}$	546	464	—	628	27	BS-800 ¹⁷	$\mu\text{mol/L}$	514	437	—	591	26
	BS-330 ⁸	$\mu\text{mol/L}$	531	451	—	611	27	BS-830 ¹⁸	$\mu\text{mol/L}$	521	443	—	599	26
	BS-330E ⁹	$\mu\text{mol/L}$	533	453	—	613	27	BS-2000 ¹⁹	$\mu\text{mol/L}$	524	445	—	603	26
	BS-360E ¹⁰	$\mu\text{mol/L}$	509	433	—	585	25	BS-2800M ²⁰	$\mu\text{mol/L}$	525	446	—	604	26

English	Abbreviated name	Model	Unit	Assay Value	Range (Assay Value \pm 3SD)	
Русский	сокращенное наименование	модель	Прибор	Результат анализа	Диапазон (результат анализа \pm 3CO)	
Português	Nome abreviado	Modelo	Unidade	Valores da análise	Faixa (Valores da análise \pm 3SD)	
Español	nombre abreviado	modelo	Unidad	Valor de ensayo	Rango (Valor de ensayo \pm 3SD)	
Italiano	abbreviazione	modelli	Unità	Valori di dosaggio	Intervallo (valore diconcentrazione \pm 3 DS)	
Türkçe	kısaltılmış ad	model	Ünite	Tayin Değeri	Aralık (Tayin Değeri \pm 3SD)	

FUN	
English	Fructosamine
Русский	Фруктозамин
Português	Frutosamina
Español	Fructosamina
Italiano	Fruttosamina
Türkçe	Fruktozamin