

Value sheet of Mindray BS Measurement System

Русский: Таблица результатов для системы BS компании Mindray

Português: Planilha de valores do Sistema de Medição BS da Mindray

Español: Hoja de valores del sistema de medición Mindray BS

Italiano: Scheda dei valori del sistema di misurazione BS di Mindray

Türkçe: Mindray BS Ölçüm Sistemi'nin değer sayfası



The data of each group is same.

Русский: Данные совпадают во всех группах.

Português: A dados de cada grupo é a mesma.

Español: la datos de cada grupo es la misma.

Italiano: la dati di ogni gruppo è la stessa.

Türkçe: her grubun veri aynıdır.

1.**BS-120**: BS-120, BS-130;

2.**BS-180**: BS-180, BS-190;

3.**BS-200**: BS-200, BS-220;

4.**BS-200E**: BS-200E, BS-220E;

5.**BS-230**: BS-230, BS-240, BS-280;

6.**BS-240E**: BS-240E, BS-240Pro;

7.**BS-300**: BS-300, BS-320;

8.**BS-330**: BS-330, BS-350;

9.**BS-330E**:**BS-330E**(Serial Number starts with "XQ-"),

BS-350E(Serial Number starts with "XS-");

10.**BS-360E**: BS-360E, BS-370E, BS-350S, BS-360S, **BS-330E(V35.00)**(Serial Number starts with "W8-" and software version starts with "35.00"), **BS-350E(V35.00)** (Serial Number starts with "W9-" and software version starts with "35.00");

11.**BS-380**: BS-380, BS-390;

12.**BS-400**: BS-400, BS-420;

13.**BS-430**: BS-410, BS-430, BS-450, BS-460, BS-470;

14.**BS-480**: BS-480, BS-490;

15.**BS-600**: BS-600, BS-620;

16.**BS-600M**: BS-600M, BS-620M;

17.**BS-800**: BS-800, BS-820, BS-800M, BS-820M, BS-1800, BS-1800plus;

18.**BS-830**: BS-830, BS-830S,BS-840, BS-850, BS-860, BS-870;

19.**BS-2000**: BS-2000, BS-2200, BS-2000M, BS-2200M.

20.**BS-2800M**: BS-2600M, BS-2800M.

LOT : 061923006



: 2024-10-13

Abbreviated name	Model	Unit	Assay Value	Range(Assay Value \pm 3SD)			1 SD	Model	Unit	Assay Value	Range(Assay Value \pm 3SD)			1 SD
FUN	BS-120 ¹	$\mu\text{mol/L}$	490	415	—	565	25	BS-380 ¹¹	$\mu\text{mol/L}$	474	402	—	546	24
	BS-180 ³	$\mu\text{mol/L}$	490	415	—	565	25	BS-400 ¹²	$\mu\text{mol/L}$	507	432	—	582	25
	BS-200 ⁴	$\mu\text{mol/L}$	510	432	—	588	26	BS-430 ¹³	$\mu\text{mol/L}$	491	416	—	566	25
	BS-200E ⁵	$\mu\text{mol/L}$	509	434	—	584	25	BS-480 ¹⁴	$\mu\text{mol/L}$	488	416	—	560	24
	BS-230 ⁶	$\mu\text{mol/L}$	474	402	—	546	24	BS-600 ¹⁵	$\mu\text{mol/L}$	502	427	—	577	25
	BS-240E ⁷	$\mu\text{mol/L}$	490	415	—	565	25	BS-600M ¹⁶	$\mu\text{mol/L}$	501	426	—	576	25
	BS-300 ⁷	$\mu\text{mol/L}$	523	445	—	601	26	BS-800 ¹⁷	$\mu\text{mol/L}$	490	415	—	565	25
	BS-330 ⁸	$\mu\text{mol/L}$	510	432	—	588	26	BS-830 ¹⁸	$\mu\text{mol/L}$	490	417	—	564	25
	BS-330E ⁹	$\mu\text{mol/L}$	509	434	—	584	25	BS-2000 ¹⁹	$\mu\text{mol/L}$	503	428	—	578	25
	BS-360E ¹⁰	$\mu\text{mol/L}$	486	414	—	558	24	BS-2800M ²⁰	$\mu\text{mol/L}$	501	426	—	576	25

English	Abbreviated name	Model	Unit	Assay Value	Range (Assay Value \pm 3SD)
Русский	сокращенное наименование	модель	Прибор	Результат анализа	Диапазон (результат анализа \pm 3CO)
Português	Nome abreviado	Modelo	Unidade	Valores da análise	Faixa (Valores da análise \pm 3SD)
Español	nombre abreviado	modelo	Unidad	Valor de ensayo	Rango (Valor de ensayo \pm 3SD)
Italiano	abbreviazione	modelli	Unità	Valori di dosaggio	Intervallo (valore diconcentrazione \pm 3 DS)
Türkçe	kısaltılmış ad	model	Ünite	Tayin Değeri	Aralık (Tayin Değeri \pm 3SD)

FUN	
English	Fructosamine
Русский	Фруктозамин
Português	Frutosamina
Español	Fructosamina
Italiano	Fruttosamina
Türkçe	Fruktozamin